






RESPIROGRAM





**DESCRIPCIÓN**

RESPIPROGRAM es un dispositivo para ejercitar la inspiración profunda. Este ejercicio ayuda a expandir los alveolos pulmonares así como a limpiar las vías respiratorias de mucosidades.

Indicaciones

Para prevenir complicaciones respiratorias postquirúrgicas, tales como atelectasis, neumonía o disfunción pulmonar.

CONTRAINDICACIONES

Para una mayor información, dirigirse al médico.

CONTENIDO DE LA BOLSA

- A) Respirogram;
- B) Conector con filtro;
- C) Tubo con boquilla;
- D) Detalle de la conexión con el tubo;
- E) Lengüeta de sujeción.

INSTRUCCIONES DE USO

Retirar el dispositivo de su envoltorio y conectar el filtro con el tubo y boquilla en el orificio cónico del dispositivo. Puedes etiquetar el dispositivo su nombre o número de cama en la base blanca para evitar su uso inadvertido por otro paciente. Siéntese cómodamente para facilitar una expansión pulmonar óptima. Si tiene dificultades para mantener esta postura, puede efectuar el ejercicio en otra posición asegurándose siempre que el dispositivo esté vertical. La inclinación del dispositivo reduce el esfuerzo necesario así como la efectividad del ejercicio.

Exhale con normalidad y coloque los labios firmemente alrededor de la boquilla.

- 1) Inspire profundamente intentando alzar una, dos o tres bolas, según las instrucciones recibidas del médico.
- 2) Sustener la respiración durante 2 o 3 segundos y
- 3) Exhalar lentamente por la nariz, retirando previamente la boquilla de los labios.
- 4) Descansar después de cada inspiración profunda y respire con normalidad.
- 5) Repita el ejercicio siguiendo la pauta prescrita por su médico o enfermera.
- 6) Toser al finalizar el ejercicio para erradicar la mucosidad acumulada. En caso de incisiones pectorales recientes, sostenerlas presionando suavemente con una almohada pequeña.

PRECAUCIONES

Utilizar el dispositivo solo bajo prescripción e instrucciones de su médico.

Suspender el ejercicio ante sensación de leve mareo, y descansar antes de seguir practicando.

En uso pediátrico, el niño debe ser supervisado durante el ejercicio.

Como todos los dispositivos médicos, mantener fuera del alcance de los niños.

MANTENIMIENTO DEL RESPIPROGRAM

Respirogram es un dispositivo mono-paciente y debe ser utilizado durante el tiempo

po prescrito por su médico.

Después de uso, lavar cuidadosamente la boquilla con agua corriente templada (aprox. 40°C) y dejar secar. La boquilla con tubo puede sujetarse en la lengüeta (E) situada en la parte derecha del dispositivo con la boquilla hacia abajo.

Bajo indicación médica, se puede separar la base blanca del dispositivo permitiendo la higiene individualizada de las bolas y del dispositivo mismo. Una vez las piezas estén completamente secas, asegurarse que cada bola se ubica en su correspondiente cilindro: La bola roja en el cilindro marcado 600cc, la amarilla en la de 900cc y la verde en la de 1200cc.

Mantener el dispositivo en un lugar limpio y seco cuando no se utilice. Respirogram puede ser depositado en los contenedores de residuos plásticos.

Notas:

Respirogram NO es un dispositivo para la medición del flujo respiratorio. Los valores indicados son orientativos.

El filtro situado entre el tubo y el dispositivo tiene solo la función de evitar la aspiración accidental de partículas.

MATERIAL

Base y pelotitas de polipropileno atóxico.

Cuerpo de tres cámaras de poliestireno atóxico.

Tubo y boca de polietileno atóxico.

	Código producto		Conservar en un lugar fresco y seco
	Número de lote		Conservar al amparo de la luz solar
	Fabricante		Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745
	No estéril		Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente
	Producto sanitario		Fecha de caducidad



RESPIPROGRAM

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

يجب الإبلاغ فوراً عن أي حادث خطير أو قبيح في ما يتعلق بقلب جهاز لطبي لذي زودنا به إلى لجنة لصناعة
ولسلطة التي تخصصها لدولة لخصرو التي يتقضيها

REF

33442



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in Italy

