

## Bata verde con puño elástico de TST Polipropileno

### FICHA TECNICA

0000048

Bata de un solo uso de **manga larga** con **puño elástico** y **cierre trasero con cintas** para atar al cuello y la cintura. No estéril. Fabricada en spunbond polipropileno (tejido sin tejer) de una sola capa. Un material suave, que no genera pelusa a la vez que es hipoalergénico y transpirable, además de resistente al polvo.

- Ofrece una barrera apropiada frente a partículas, fluidos y microorganismos y proporciona al usuario/a una correcta transpiración de la piel evitando la irritación cutánea según norma UNE-EN ISO10993-10.
- Resistente a la abrasión, ácidos, bases, solventes orgánicos y bacterias
- No se deshilacha ni se despeluza
- Permeable al aire
- Bajo nivel de flamabilidad (retardante a la llama) y resistente al calor No
- deja pasar el polvo
- No tóxico ni contaminante al reciclarse



**Material:** Polipropileno 20 gramos (+/-1)gsm5  
**Caducidad:** años desde fecha de producción.  
**Color:** Verde  
**Dimensiones:** Largo: 115 cm  
**Embalaje:** Exterior:

44 x 25 x 30 cm  
 100 unid. Carton  
 Peso neto: 5 kg  
 Impresión (etiqueta y marca de envío, ect) están sujetos a los consejos del comprador (con lote, fecha de producción, fecha de caducidad, descripción, número de piezas, Código, Fabricante y Distribuidor).

**Ancho:** 135 cm **Interior:**  
**10 unid / bolsa plástico**

**Material exento de látex**

#### Identificación del distribuidor y fabricante

<b>Distribuidor</b>	YOTESALVO
<b>C.I.F.</b>	B98685696
<b>Dirección</b>	Calle Torreta de Miramar 10 – 46020 – Valencia
<b>Fabricante</b>	Unimax Medical Products
<b>Garantía</b>	Cumple con la normativa RD1591/2009 de productos sanitarios Declaración CE de conformidad EN ISO 13485:2012 + /AC:2012 EN ISO 9001:2008 Cumple ISO 10993-10

## Presentación del producto y envasado

**Unidades de venta** 1 caja que contiene 100 unidades

**Envasado** Envase a granel en bolsa de 10 unidades, no estéril


## Conservación

De un solo uso. No reutilizar.

Almacenar el producto en un lugar seco a temperatura ambiente.

Proteger el producto de la exposición directa de la luz del sol.

**Temperatura:** Entre  $-5^{\circ}$  y  $40^{\circ}$  C  
**Humedad:** Luz Por debajo del 80%  
**Día:** No exponerlo a la luz  
**Frecuencia:** Guardarlo lejos de equipos de alta frecuencia  
**Cod. EAN:** 8437001188764- Embalaje 100 unidades



	TAMAÑO (CM)	TOLERANCIA PERMITIDA (CM)	CARACTERÍSTICAS
A	113	(+/-2)cm	Longitud de la Bata
B	135	(+/-2)cm	Ancho de la bata
C	22	(+/-1)cm	Ancho del hombro
D	57	(+/-1)cm	Longitud de las mangas
E	26	(+/-1)cm	Ancho del manguito
F	16	(+/-1)cm	Anchura extendida del manguito
G	24	(+/-1)cm	Ancho del escote
H	35	(+/-2)cm	Longitud lazo unilateral puesto en el cuello
I	175	(+/-5)cm	Longitud de los lazos en la cintura