



<b>Artículos</b>	<b>Almohadilla Eléctrica ENFA</b>
<b>Referencia</b>	AL
<b>Modelo</b>	HP4032-B
<b>EAN unitario</b>	8431785130019
<b>EAN caja agrupación</b>	8431785130026

### Finalidad

Almohadilla eléctrica calentadora.

### Descripción

Producto formado por:

- Almohadilla eléctrica
- Cable con mando
- Funda protectora de microfibra

El mando posee cuatro posiciones:

0. Apagado
1. Temperatura mínima
2. Temperatura intermedia
3. Temperatura máxima



### Especificaciones

#### Especificaciones Técnicas

Voltaje Nominal	220-240V
Frecuencia Nominal	50Hz
Potencia Nominal	60W
Clase de Protección	Clase II
Grado de Protección	IP20
Conexión de suministro	Tipo Z
Temperatura máxima alcanzada	60°C

#### Dimensiones

Almohadilla	40 x 32 cm.
Longitud cable	2 m. aprox.

La temperatura de la almohadilla calentadora es la máxima admitida por las normas vigentes, para garantizar la seguridad del usuario.

### Presentación

En caja unitaria de cartón corrugado marca ENFA, con acabado brillo. Dimensiones 220x55x340 mm y peso 540 g.

Cada caja contiene almohadilla con cable en bolsa de polietileno de baja densidad, funda protectora y manual de instrucciones.

Se agrupan en cajas con 20 unidades, de dimensiones 58x46x36 cm, peso neto de 11,2 kg y bruto de 12,2 kg.



## Unidad Mínima de Venta

20 unidades (1 caja de agrupación)

## Normativa

### Compatibilidad electromagnética:

EN 55014-1:2006 +A2:2011  
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013  
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

DIRECTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.

### Bajo Voltaje:

EN 60335-1:2012+A11:2014  
EN 60335-2-17:2013  
EN 62233:2008

DIRECTIVA 2014/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión

### ROHS

DIRECTIVA 2011/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 8 de junio de 2011 sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

## Precauciones

Consulte las Instrucciones de Uso antes de la utilización de este producto.



### Importado por:

ENVASES FARMACÉUTICOS, S.A. (ENFA, S.A.)  
C/Paralela, 15  
C.P. 28860 Paracuellos de Jarama (Madrid) España