

Ficha técnica Mascarilla higiénica reutilizable MVS VIROBLOCK

Material	100% fibra sintética
Capas	3: exterior, intermedia, interior
Sujeción	Goma elástica 50 micras libres de látex Clip cierre metálico para nariz
Eficacia Filtración Bacteriana (BFE)	98%
Eficacia en la filtración de aerosoles	97%
Eficacia en la filtración de partículas	93%
Neutralización de virus	99,9%
Respirabilidad	20 pa/cm2
Otras características	Tejido con tratamiento hidrófobo en ambas caras (flúor free) Tejido antibacteriano en ambas caras Tejido tratamiento antimicrobiano (Heiq Viroblock)
Lavados	30
Tallas y medidas	M – 10 cm x 19 cm con regulador de oreja L – 10 cm x 20 cm con regulador de oreja
Colores	Negro Plateado
Informes de validación	ITEL CE-11888 Eurecat – Eficacia filtración bacteriana BFE Eurecat – Respirabilidad
Cumplimientos	UNE 0065:2020 “Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños” en cuanto a requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso. CWA17553 “Mascarillas higiénicas”
Otras características	Ajuste facial > 95% (ajuste a nariz y boca) Susceptibles a esterilización en cabinas de ozono Libre de ingredientes nocivos o tóxicos

Todas las pruebas han tenido en cuenta la Directiva Europea de productos sanitarios CEE/93/42