

**Grupo** Producto Sanitario Electromédico**Artículos** TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO**Referencia** 03T**EAN Unitario** 8431785002712**EAN Caja** 8431785002705**Finalidad**

Producto sanitario destinado a la medición no invasiva de la tensión arterial y del pulso.

**Especificaciones**

<b>Tensiómetro digital de brazo</b>	
<b>Principio de funcionamiento</b>	Oscilométrico
<b>Color</b>	Azul
<b>Pantalla LCD</b>	72x43,5mm
<b>Unidad de medida</b>	mmHg/kPa
<b>Memoria</b>	2 usuarios x 99 memorias
	Media de las 3 últimas medidas
<b>IHB</b>	Detección de arritmias
<b>Energía</b>	Detección de batería baja
	Apagado automático
<b>Presión</b>	Protección contra la sobrepresión
<b>Tensión arterial</b>	
Rango de medición	20 - 280 mmHg
Exactitud	± 3 mmHg
Resolución	1 mmHg
<b>Pulso</b>	
Rango de medición	40-199 latidos/minuto
Exactitud	5%
Resolución	1 latido/minuto
<b>Inflado</b>	Inflado automático inteligente por medio de una bomba



<b>Tamaño</b>	150x96x57 mm
<b>Peso</b>	282 g (sin pilas)
<b>Grado de protección IP</b>	IP21

<b>Adaptador</b>	
<b>Entrada</b>	AC100-240V 50/60Hz
<b>Salida</b>	6V 1A

<b>Pilas</b>	
<b>Tipo</b>	AA R6 Alkaline 1,5V
	Free Pb, Hg

<b>Brazalete</b>	
<b>Tipo</b>	22-32 cm
	TPU, sin látex

### Principales Características

- Apagado automático
- Indicador de batería baja
- Presión inteligente
- Dos usuarios
- Clasificación de la tensión arterial
- Detección de arritmias

### Presentación

El tensiómetro digital de brazo se presenta en caja unitaria de 220x55x400 mm, incluyendo en su interior:

- Tensiómetro digital de brazo
- Brazalete
- 4 pilas AA
- Adaptador de corriente
- Manual de Instrucciones (⚠ Consulte Manual de Instrucciones antes del uso del producto)

En caja de agrupación, con dimensiones 505x335x335mm, conteniendo 20 unidades.

### Requisitos Ambientales

Almacenamiento:

- Temperatura: -20 °C ~ + 55 °C
- Humedad relativa: ≤95%
- Presión atmosférica: 50kPa~105kPa

Funcionamiento:

- Temperatura: 5°C ~ 40°C
- Humedad relativa: 15%~ 80%
- Presión atmosférica: 86kPa~105kPa



---

**Unidad Mínima de Venta**

20 unidades (1 caja)

---

**Normativa**

Directiva 93/42/CEE, del consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios.

Clasificación: Producto Sanitario clase IIa. Certificado CE.

**Importado por:**

ENVASES FARMACÉUTICOS, S.A. (ENFA, S.A.)

C/Paralela, 15

C.P. 28860 Paracuellos de Jarama (Madrid) España