



Artículos	ALMOHADILLA ELECTRICA NUCO CERVICAL ENFA
Referencia	ALCENFA
Modelo	HJ4038-B
EAN Unitario	8431785150765

Finalidad

La almohadilla eléctrica nuco-cervical es ideal para la aplicación y mantenimiento de calor en zonas específicas del cuerpo, especialmente la cervical.

Descripción

Producto formado por:

- Almohadilla eléctrica nuco-cervical
- Cable con mando
- Funda protectora de microfibra

El mando posee cuatro posiciones:

0. Apagado
1. Temperatura mínima
2. Temperatura intermedia
3. Temperatura máxima



Especificaciones

Especificaciones Técnicas

Voltaje Nominal	220-240V
Frecuencia Nominal	50Hz
Potencia Nominal	60W
Clase de Protección	Clase II
Grado de Protección	IP20
Conexión de suministro	Tipo Y
Temperatura máxima alcanzada	60°C

Dimensiones

Almohadilla	40 x 38 cm.
Longitud cable	2 m. aprox.

Presentación

Caja unitaria, de 220x55x400 mm, de cartón corrugado impreso con brillo, conteniendo almohadilla con cable en bolsa de polietileno de baja densidad, funda y manual de instrucciones.

Caja de agrupación, de 58x46x42 cm, de cartón corrugado marrón marca ENFA, conteniendo 20 unidades y un peso bruto aprox. de 13,5 kg.



Unidad mínima de venta

20 unidades (1 caja)



Normativa

Compatibilidad electromagnética:

EN 55014-1:2006 +A2:2011

EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

DIRECTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.

Bajo Voltaje:

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-17:2013

EN 62233:2008

DIRECTIVA 2014/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión

Precauciones

Consulte las Instrucciones de Uso antes de la utilización de este producto.

Importado por:

ENVASES FARMACÉUTICOS, S.A. (ENFA, S.A.)

C/Paralela, 15

C.P. 28860 Paracuellos de Jarama (Madrid) España