

## LITTMANN "LIGHTWEIGHT II" -2451 burdeos

**Código:** 32391  
**Modelo:** Littmann LightweightII SE  
**Unidad de venta:** 1 pz  
**Cantidad Mínima:** 1  
**Dispositivo:** Dispositivo medico  
**Clase:** I  
**NSIS:** 777113  
**CND:** C9005  
**EAN13:** 0707387562427

**Descripción:**

**ESTETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® LIGHTWEIGHT II SE**

- Código 3M: 2451
  - Color: burdeos
  - Pabellón: Ø 44 mm
  - Largo: 71 cm
- Ligero: solo 118 gramos  
- Pabellón de aleación  
- Membrana flotante para bajas y altas frecuencias

